

pediaFUN

Designed By ARCHIMED

PEDIATRIC EXAM TABLES

HEALTH BABY TABLE PATIENT
LOVE TOY PEDIATRIC CHILDREN
DOCTOR EXAMINATION
TREATMENT WELLNESS



Pediatric
Exam
Tables

ARCHIMED®
www.arsimed.com.tr



smiley faces
with **pediafun**

pediaFUN
Designed By ARCHMED
PEDIATRIC EXAM TABLES

Pediatric
Exam
Tables





*PT00 -S Archimed Pedia Fun
Pediatric Examination Table*



**PT00 - S Archimed Pedia Fun
Pediatrik Muayene Masası**

Archimed Pediatrik Muayene Masası, kamyon figürlü olup, üzerinde çocukları eğitici ve cerrahi muayenelerden çocukların korkmasını engelleyecek görsellerle donatılmıştır. Döşeme kısmı sırt, oturak ve döşemenin altında bulunan uzatılabilir kısım olmak üzere 3 parçadan oluşmaktadır. Masa üzerinde 1 adet çekmece bulunmaktadır. Kilitlenebilir 4 adet tekeri ile kolayca hareket ettirilebilir.

*Archimed Pediatric Examination Table is designed a truck figure.
Table is covered by visuals which are educational for the children and these visuals prevent fear of the children.
Cushion is made of 3 parts; back, seat and extension (leg part, under the cushion).
There is a drawer on the table. Table has mobility by 4 lockable castors.*



Çekmece / Drawer



Sırt hareketi / Back rest movement



Uzama Parçası / Extension Part



smiley faces
with **pediafun**



PEDIAFUN PEDIATRİK MUAYENE MASASI ÜZERİNDEKİ STICKER LAR sticker on the pediafun pediatric examination table includes

ÇOCUK GELİŞİMİNE YARDIMCI EĞİTİCİ VE ÖĞRETİCİ MESAJLAR İÇERİR. educational and tutorial messages which helps child development.

World peace



dünya barışı

uyku vakti
Bedtime



Makes Children
Love Maths

matematiği severler.



Encourages reading



Teachs the Colors



renkleri öğretir.

Encourages
Tooth Brushing



diş fırçalamayı
özendirir.



kitap okumayı
özendirir.

Technical Specifications

Özellikler / Features	Ölçüler / Dimensions	
KOMPLE UZUNLUK / FULL LENGTH	1510 mm	59.44 Inch
EN / WIDTH	740 mm	29.13 Inch
YÜKSEKLİK / HEIGHT	875 mm	34.44 Inch
SIRT EN / BACKREST WIDTH	730 mm	28.74 Inch
SIRT UZUNLUK / BACKREST LENGTH	495 mm	19.48 Inch
OTURAK EN / SEAT WIDTH	735 mm	28.93 Inch
OTURAK UZUNLUK / SEAT LENGTH	615 mm	24.21 Inch
TEKER ÇAP / WHEEL DIAMETER	75 mm	2.95 Inch
SIRT AÇISI / BACK ANGLE		30 °
AYAK UZATMA EN / FOOTREST WIDTH	740 mm	29.13 Inch
AYAK UZATMA UZUNLUK / FOOTREST LENGTH	370 mm	14.56 Inch
SÜNGER DANSİTE / FOAM DENSITY		28
DÖŞEME ÖZELLİK / UPHOLSTERY FEATURE		SUNİ DERİ / LEATHERETTE
TAŞIMA KAPASİTESİ / MAX. SAFE LOAD CAPACITY	200 kg	440.92 Pound
ÜRÜN AĞIRLIK / PRODUCT WEIGHT	70 kg	154.32 Pound

smiley faces
with **pediafun**



pediaFUN
Designed By ARCHIMED
PEDIATRIC EXAM TABLES



Arşimed Medikal Kozm. San. Tic Ltd. Şti.

Mimar Sinan Mah. Bosna Cd. No:5 / 3 Çekmeköy - İstanbul

☎ : +90 216 567 8 567 (pbx) 📠 : +90 216 567 8 367 (pbx)

🌐 : www.arsimed.com.tr 📧 : info@arsimed.com.tr



EN 60601-1

EN 60601-2



ISO13485
certified

ARCHIMED®
www.arsimed.com.tr